

SHORT IMPLANT BUR 誕生

ショートインプラント埋入のために開発されました。

日本の歯科医師による、日本の歯科医師のためのバー。



EXCLUSIVELY MADE FOR JAPAN.


100 セット
限定!

260-101-119

● ショートインプラントバーセット ●

- ポイント① 上顎洞粘膜損傷を回避する先端設計。
ポイント② 低速 (50rpm) 無注水下、高速 (1,100rpm) 注水下
のどちらでも使用可能。

- 2.5mm, 3.0mm までのインプラント窩形成は、通常のラッチリーマー
またはハンドリーマーをご使用ください。
- ショートインプラントバーは消耗品です。
- 写真と実物は色合い等多少異なる場合がございます。
- 価格や仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 限定 100 個のセット販売のみでございます。ご注文は先着順と
させていただきますので、ご理解ご了承の上、ご希望の際はお早めに
ご注文ください。



SHORT® Implants

(インプラント体は 原寸大です。)



4.0x5.0mm



5.0x5.0mm



6.0x5.0mm



4.5x6.0mm



5.0x6.0mm



6.0x5.7mm

bicon
DENTAL IMPLANTS

バイコンジャパン株式会社
www.bicon.co.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-9-6 松岡第二銀緑館
TEL : 0120-8150-62 FAX : 0120-418-117 e-mail : info@bicon.co.jp

医療機器製造販売届出番号 1381X00164000062

Since 1985 » Simple. Predictable. Profitable.