

bicon[®]
DENTAL IMPLANTS



～ 2025年6月2日(月)よりNEWサイズがラインアップに追加! ～

スキャナブル テンポラリーアバットメント



レッド = 2.0mm Post



ブルー = 2.5mm Post



グリーン = 3.0mm Post

インプラント埋入時に口腔内光学印象が可能に!

2次オペ時にクラウンセットもできます。



Download digital librariesはこちら:
www.bicon.com/digital



STAご使用手順はこちら:

■スキャナブル テンポラリーアバットメントガイド■ アバットメントに記載されている印は以下情報を示しています。

- ・色と窪み : アバットメントポストのサイズ (2.0, 2.5, 3.0mm)
- ・数字 : アバットメントのシリーズ (4,5,6,7シリーズ)
- ・数字とアルファベットを囲む円 : シャフトの長さ(トール3.0mmのみ記載)
- ・高径に記載の「T」「X」 : 「T」高径がトールサイズのもの・「X」高径がエクストラトール




シリーズ 4
2.5mm 高径
トールシャフト



シリーズ 5
4.5mm 高径
スタンダード

*トールシャフトはスタンダードよりもシャフトが2.0mm高く設定されており、こちらは深く埋入されたインプラントに適しています。



2.0mm Post



143-725 143-795 143-745 143-796




153-725 153-745


| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 143-725 | 4 | 2.5mm | スタンダード 1.0mm |
| 143-795 | 4 | 2.5mm | トール* 3.0mm |
| 143-745 | 4T | 4.5mm (T) | スタンダード 1.0mm |
| 143-796 | 4T | 4.5mm (T) | トール* 3.0mm |

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 153-725 | 5L | 2.5mm (L) | スタンダード 1.0mm |
| 153-745 | 5 | 4.5mm | スタンダード 1.0mm |

2.5mm Post



243-725 243-795 243-745 243-796 243-765 243-797



253-725 253-745 253-795 253-765 253-796 253-785

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 243-725 | 4 | 2.5mm | スタンダード 1.0mm |
| 243-795 | 4 | 2.5mm | トール* 3.0mm |
| 243-745 | 4T | 4.5mm (T) | スタンダード 1.0mm |
| 243-796 | 4T | 4.5mm (T) | トール* 3.0mm |
| 243-765 | 4X | 6.5mm (X) | スタンダード 1.0mm |
| 243-797 | 4X | 6.5mm (X) | トール* 3.0mm |

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 253-725 | 5L | 2.5mm (L) | スタンダード 1.0mm |
| 253-745 | 5 | 4.5mm | スタンダード 1.0mm |
| 253-795 | 5 | 4.5mm | トール* 3.0mm |
| 253-765 | 5T | 6.5mm (T) | スタンダード 1.0mm |
| 253-796 | 5T | 6.5mm (T) | トール* 3.0mm |
| 253-785 | 5X | 8.5mm (X) | スタンダード 1.0mm |


3.0mm Post



353-725 353-745 353-795 353-765 353-796 353-785



363-725 363-745 363-765



373-725 373-745

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 353-725 | 5L | 2.5mm (L) | スタンダード 1.0mm |
| 353-745 | 5 | 4.5mm | スタンダード 1.0mm |
| 353-795 | 5 | 4.5mm | トール* 3.0mm |
| 353-765 | 5T | 6.5mm (T) | スタンダード 1.0mm |
| 353-796 | 5T | 6.5mm (T) | トール* 3.0mm |
| 353-785 | 5X | 8.5mm (X) | スタンダード 1.0mm |

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 363-725 | 6L | 2.5mm (L) | スタンダード 1.0mm |
| 363-745 | 6 | 4.5mm | スタンダード 1.0mm |
| 363-765 | 6T | 6.5mm (T) | スタンダード 1.0mm |

| 製品番号 | シリーズ | 高径 | シャフト |
|---------|------|-----------|--------------|
| 373-725 | 7L | 2.5mm (L) | スタンダード 1.0mm |
| 373-745 | 7 | 4.5mm | スタンダード 1.0mm |

ー下記製品の直径はパッケージ記載のものと実際のサイズが異なりますー

| 製品番号 | PKG記載の直径 | 実際の直径 | 適合UA | 製品番号 | PKG記載の直径 | 実際の直径 | 適合UA |
|---------|----------|-------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
| 143-725 | 4.0mm | 3.8mm | UA4 SP UA | 253-725 | 5.0mm | 4.4mm | UA5 LP UA |
| 143-795 | 4.0mm | 3.8mm | UA4 SP UA | 353-725 | 5.0mm | 4.6mm | UA5 LP UA |
| 153-725 | 5.0mm | 4.4mm | UA5 LP UA | 363-725 | 6.5mm | 5.3mm | UA6 LP UA |
| 243-725 | 4.0mm | 3.9mm | UA4 SP UA | 373-725 | 7.5mm | 6.0mm | UA7 LP UA |
| 243-795 | 4.0mm | 3.9mm | UA4 SP UA | | | | |

STA の特長

スキャナブルテンポラリーアバットメントは、一回法でのインプラント埋入時またはその後にも口腔内光学印象が可能になり効率化を提供します。

・テンポラリーアバットメントおよびスキャンボディーとして同時に使用可能。

・インプラント埋入時に口腔内光学印象採得を行うことができ患者様の来院数を軽減。

・2次オペ時にクラウンのセットも可能。

